

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atf5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc Ed Elisa - Q9Y2D1

Numero articolo: CM0021088

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATF5 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva una banda a ~31 kDa nel Western blot. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ATF5 Rabbit pAb
Note/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22809
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-282 di ATF5 umano (NP_036200.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2D1
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio