

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atf6 Per Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P18850

Numero articolo: CM0010109

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità targeting ATF6 umana, validato per WB, IHC-P, IP, ChIP e ELISA. Reagisce con essere umano e topo. Ideale per la ricerca sulla risposta alle proteine non ripiegate (UPR) e sul stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATF6 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	22926
ID gene	22926
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P18850
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio