

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atf6 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18850

Numero articolo: CM0017834

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting ATF6 umano (ATF6A). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA con reattività su uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla risposta alle proteine unfolded e sul stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATF6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	22926
GeneID	22926
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18850
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato