

Anticorpo Policlonale Anti-Atf7 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P17544

Numero articolo: CM0026486

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATF7 umano, validato per Western blot ed ELISA. ATF7 è un regolatore della cromatina sensibile allo stress coinvolto nell'immunità innata, nella differenziazione degli adipociti e nel mantenimento dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATF7 Rabbit pAb
Note/Alias	ATFA; ATF7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11016
GeneID	11016
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17544
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa refrigerante