


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atf7Ip Per Wb, Elisa - Q6VmQ6

Numero articolo: CM0016944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATF7IP umano, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Utile per lo studio della regolazione trascrizionale, del rimodellamento della cromatina e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATF7IP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 525-725 di ATF7IP umano (NP_060649.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6VMQ6
Peso proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio