

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atg10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0Y0

Numero articolo: CM0008394

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per ATG10 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con ATG10 umano e di topo, ideale per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG10 Rabbit mAb
Note/Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Specie	Umana
GeneID (umano)	83734
GeneID	83734
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 121-220 di ATG10 umano (Q9H0Y0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9H0Y0
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio