


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atg13 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75143

Numero articolo: CM0017636



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ATG13 (UniProt O75143), adatto per applicazioni Western blot, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con ATG13 umano, murino e ratto. Supporta studi sull'autofagia e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	ATG13 Coniglio pAb
Note/Alias	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9776
Gene ID	9776
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-480 dell'ATG13 umano (NP_001136145.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O75143
Peso Proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio