

Anticorpo Policlonale Anti-Atg14 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zne5

Numero articolo: CM0028676



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ATG14 umano validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva il regolatore dell'autofagia associato a Beclin1 di 55 kDa, ideale per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb ATG14 Coniglio
Osservazioni/Alias	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22863
GeneID	22863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-440 di ATG14 umano (NP_055739.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZNE5
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio