

Anticorpo Policlonale Anti-Atg16L1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q676U5

Numero articolo: CM0013560



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ATG16L1, chiave per l'autofagia. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'autofagia e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATG16L1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Specie	Umano
GeneID	55054
Immunogeno	Un peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 200-300 di ATG16L1 umano (NP_110430.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q676U5
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio