

Anticorpo Policlonale Anti-Atg16L1 - Q676U5

Numero articolo: CM0021794



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ATG16L1 umano (SWISS: Q676U5). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Ideale per studi sull'autofagia e sulle vie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATG16L1 Rabbit pAb
Note/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Specie	Umano
GeneID	55054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-300 dell'ATG16L1 umano (NP_110430.5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q676U5
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio