

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atg16L1 Per Wb, Elisa - Q676U5

Numero articolo: CM0009550



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro ATG16L1 umano, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con le specie umana e murina. Ideale per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio anti-ATG16L1
Note/alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Specie	Umana
GeneID (umano)	55054
GeneID	55054
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 6-105 di ATG16L1 umano (Q676U5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q676U5
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante