

Anticorpo Policlonale Anti-Atg16L2 Per Wb E Elisa - Q8Naa4

Numero articolo: CM0014942

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ATG16L2 convalidato per Western blot e ELISA, che reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'autofagia e l'omeostasi epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG16L2 Rabbit pAb
Note/Alias	WDR80; ATG16B; ATG16L2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	89849
GeneID	89849
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 di ATG16L2 umano (NP_203746.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NAA4
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio