

Anticorpo Policlonale Anti-Atg2A Per Wb, Elisa - Q2Taz0

Numero articolo: CM0026572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ATG2A umano (BLTP4A), adatto per Western blot e ELISA. Una proteina chiave di trasferimento lipidico nella biogenesi degli autofagosomi e nella regolazione delle gocce lipidiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG2A Rabbit pAb
Note/Alias	BLTP4A; ATG2A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23130
GeneID	23130
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 dell'ATG2A umano (NP_055919.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q2TAZ0
Peso proteico	213kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio