

Anticorpo Policlonale Anti-Atg2B Per Wb, Elisa - Q96By7

Numero articolo: CM0027560

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATG2B umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. ATG2B è essenziale per l'autofagia e la regolazione delle gocce lipidiche, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca sul metabolismo cellulare e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ATG2B Rabbit pAb
Note/Alias	BLTP4B; C14orf103; ATG2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55102
GeneID	55102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1360-1600 di ATG2B umano (NP_060506.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96BY7
Peso Proteico	233kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio