


Anti-Atg3 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nt62

Numero articolo: CM0002041



introduzione

Anti-ATG3 anticorpo monoclonale di coniglio validato per Western blot, IHC-P e rilevazione ELISA di ATG3 umano, murino e ratto. Supporta ricerche affidabili sull'autofagia con alta specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	ATG3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64422
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di Apg3 umano (Atg3) (Q9NT62)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NT62Q9NT62
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio