


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atg3 - Q9Nt62

Numero articolo: CM0029201



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ATG3 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per la ricerca sull'autofagia, con reattività crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG3 Rabbit pAb
Note/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64422
GeneID	64422
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NT62
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio