

Anticorpo Policlonale Anti-Atg4A Per Wb, Elisa - Q8Wyn0

Numero articolo: CM0023520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ATG4A umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Bersaglia la cisteina proteasi dell'autofagia coinvolta nel processo di elaborazione di ATG8; adatto per la ricerca sull'autofagia. SWISS: Q8WYN0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] ATG4A Rabbit pAb
Alias	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	115201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 289-398 di ATG4A umano (NP_443168.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
Accessione SWISS	Q8WYN0
Peso molecolare previsto	45kDa
Condizioni di spedizione	Ghiaccio secco