


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Atg4A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wyn0

Numero articolo: CM0020530



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro la cisteina proteasi umana ATG4A (APG4A/AUTL2). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Generato contro proteina ricombinante (aa 210-398). Per studi su autofagia e delipidazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG4A Rabbit pAb
Note/alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
Specie	Umana
GenelD (umano)	115201
GenelD	115201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-398 di ATG4A umana (NP_443168.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8WYN0
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio