

Anticorpo Policlonale Anti-Atg4B Per Wb, Elisa - Q9Y4P1

Numero articolo: CM0028791



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ATG4B (APG4B, AUTL1) umano, una proteasi chiave dell'autofagia. Validato per Western Blot e ELISA. Adatto per lo studio dell'autofagia, della mitofagia e delle vie di coniugazione dell'ATG8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG4B pAb di coniglio
Note / Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	23192
ID Gene	23192
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-393 dell'ATG4B umano (NP_037457.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q9Y4P1
Peso Proteico	44 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio