


Anticorpo Monoclonale Anti-Atg4B Coniglio Per Wb, If, Elisa - Q9Y4P1

Numero articolo: CM0004589



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per ATG4B umano (Q9Y4P1), validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio dell'autofagia, della mitofagia e del processamento di ATG8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATG4B Rabbit mAb
Note/Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23192
GeneID	23192
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di ATG4B umano (Q9Y4P1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4P1
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio