

Anticorpo Policlonale Anti-Atg4C Per Wb, Elisa - Q96Dt6

Numero articolo: CM0027946

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ATG4C umano, validato per WB e ELISA. ATG4C è una cisteina proteasi essenziale per l'autofagia, che processa le proteine ATG8. Ideale per la ricerca sull'autofagia e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATG4C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84938
GeneID	84938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ATG4C umano (NP_116241.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q96DT6
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio