

Anticorpo Policlonale Anti-Atg4D Per Wb E Elisa - Q86TL0

Numero articolo: CM0030284

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-ATG4D validato per WB e ELISA, reattivo con ATG4D umano e di ratto. Cisteina proteasi coinvolta nell'autofagia; adatto per lo studio delle vie dell'autofagia e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATG4D Rabbit pAb
Note/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	84971
ID Gene	84971
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-474 di ATG4D umano (NP_116274.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	Q86TL0
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio