

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atg4D Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86TL0

Numero articolo: CM0021021

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATG4D umano (APG4D/AUTL4), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. ATG4D è una proteasi a cisteina essenziale per l'autofagia e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATG4D Rabbit pAb
Note/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Specie	Umano
GeneID (umano)	84971
GeneID	84971
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di ATG4D umano (NP_116274.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q86TL0
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante