

Anticorpo Monoclonale Anti-Atg5 Per Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H1Y0

Numero articolo: CM0002087



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ATG5 validato KO per WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Reattività specie: umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'autofagia, apoptosi e sviluppo dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	[Validato KO] ATG5 Rabbit mAb
Note/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9474
Gene ID	9474
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1Y0
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio