

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atg5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Numero articolo: CM0017101



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che riconosce l'ATG5 umano (Autophagy protein 5) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per applicazioni di Western blot, IHC-P ed ELISA nella ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATG5 Rabbit pAb
Note/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9474
ID Gene	9474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-275 dell'ATG5 umano (NP_004840.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1Y0
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio