

Anticorpo Policlonale Anti-Atg7 Per Ihc-P Ed Elisa - 095352

Numero articolo: CM0025806

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ATG7 umano (095352), validato per IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'autofagia, mitofagia e rilevamento di biomarcatori in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	ATG7 Rabbit pAb
Note/Alias	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-676 di ATG7 umano (NP_001129503.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095352
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio