

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atg8 Per Wb, Elisa - Q7Xy24

Numero articolo: CM0021783

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATG8 del frumento, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con Arabidopsis, mais e frumento. Adatto per la ricerca sull'autofagia nelle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATG8 pAb di coniglio
Specie	Triticum aestivum
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ATG8 di Triticum aestivum (Q7XY24)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana, Zea mays, Triticum aestivum
SWISS	Q7XY24
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio