


Anticorpo Policlonale Anti-Atg9A Per Wb - Q7Z3C6

Numero articolo: CM0026812



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per ATG9A, ottenuto contro un immunogeno ricombinante (aa 180-290). Validato per WB e ELISA. Rileva ATG9A umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ATG9A Rabbit pAb
Note / Alias	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79065
ID gene	79065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-290 di ATG9A umano (NP_076990.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z3C6
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio