


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atg9B Per Wb, If-P, Elisa - Q674R7

Numero articolo: CM0027013



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATG9B umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATG9B Rabbit pAb
Note/Alias	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
Specie	Umana
ID Gene	285973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 715-924 di ATG9B umano (NP_001303985.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q674R7
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio