

Anticorpo Policlonale Anti-Atic Coniglio Per Wb, Elisa - P31939

Numero articolo: CM0025225



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ATIC umano, un enzima bifunzionale della biosintesi delle purine. Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo delle purine e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATIC Rabbit pAb
Note/Alias	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	471
GeneID	471
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'ATIC umano (NP_004035.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31939
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio