

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atl2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

Numero articolo: CM0019167

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ATL2, reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Utile per studiare il mantenimento della rete del reticolo endoplasmatico e la fusione di membrane dipendente da GTP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATL2 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
Specie	Umano
GeneID	64225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-470 di ATL2 umano (NP_001129145.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NHH9
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio