

Anticorpo Monoclonale Anti-Atm Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13315

Numero articolo: CM0002210



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ATM validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la chinasi serina/treonina ATM umana e murina, essenziale per la risposta al danno al DNA e il controllo del ciclo cellulare. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATM Rabbit mAb
Note/Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	472
GeneID	472
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2619-2939 dell'ATM umana (Q13315).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13315
Peso Proteico	351kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio