

Anticorpo Policlonale Monoclonale Anti-Atm Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13315

Numero articolo: CM0014127



introduzione

L'anticorpo policlonale ATM coniglio rileva ATM (Q13315) nell'Umano, Ratto tramite WB, IF/ICC, ELISA. Chinasi serina/treonina centrale alla risposta al danno del DNA, segnalazione dei checkpoint, soppressione tumorale. Ideale per la ricerca sulla stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATM pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; ATM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	472
ID Gene	472
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2320-2566 di ATM (NP_000042.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13315
Peso proteico	351kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio