

Anticorpo Policlonale Anti-Atn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54259

Numero articolo: CM0021991

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ATN1 umano (atrofina-1), adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva una proteina di 125 kDa coinvolta nella regolazione trascrizionale e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATN1 Rabbit pAb
Note/Alias	B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1822
GeneID	1822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1040 dell'ATN1 umano (NP_001007027.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P54259
Peso della proteina	125 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante