

Anticorpo Policlonale Anti-Atoh1 Per Wb, Elisa - Q92858

Numero articolo: CM0028417

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ATOH1 umano (bHLHa14). Convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per studi sulla neurogenesi e sulla regolazione trascrizionale. SWISS: Q92858.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATOH1 Rabbit pAb
Note/Alias	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	474
GeneID	474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-354 dell'ATOH1 umano (NP_005163.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92858
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio