

Anticorpo Policlonale Anti-Atoh7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N100

Numero articolo: CM0030905

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia l'ATOH7 umano (bHLHa13), adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per studi sullo sviluppo delle cellule gangliari retiniche e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATOH7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
Specie	Uomo
GeneID	220202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 47-152 dell'ATOH7 umano (NP_660161.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q8N100
Peso Proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio