

Anticorpo Policlonale Anti-Atoh8 Per Wb E Elisa - Q96Sq7

Numero articolo: CM0024321

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ATOH8 umano, un fattore di trascrizione bHLH. Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studiare la differenziazione cellulare, la funzione endoteliale e i processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ATOH8 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HATH6; bHLHa21; ATOH8
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	84913
ID gene	84913
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 dell'ATOH8 umano (NP_116216.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96SQ7
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio