

Anticorpo Policlonale Anti-Atoh8 Per Wb E Elisa - Q96Sq7

Numero articolo: CM0022194

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione umano ATOH8. Validato per applicazioni Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sulla biologia delle cellule endoteliali, i processi di sviluppo e la regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATOH8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATOH8; HATH6; bHLHa21; omologo proteico atonal 8
Specie	Umano
GeneID	84913
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'ATOH8 umano (NP_116216.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q96SQ7
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio