

Anticorpo Policlonale Anti-Atp10A Per Wb E Elisa - 060312

Numero articolo: CM0024155

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ATP10A umano, adatto per Western blot e ELISA. Mira all'ATPasi trasportatrice di fosfolipidi VA, un enzima chiave nell'asimmetria dei lipidi di membrana e nell'adesione cellulare. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP10A Rabbit pAb
Note/Alias	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57194
GeneID	57194
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 440-690 dell'ATP10A umana (NP_077816.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O60312
Peso proteico	168kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio