

Anticorpo Policlonale Anti-Atp12A Per Wb, Elisa - P54707

Numero articolo: CM0014133

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ATP12A validato per Western blot e ELISA su campioni umani. Rileva la catena alfa 2 dell'ATPasi di trasporto del potassio da 116 kDa, coinvolta nell'omeostasi ionica e nell'acidificazione del muco. Solo per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP12A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HK; ATP1AL1; H-K-ATPase; ATP12A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	479
ID Gene	479
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 890-980 dell'ATP12A umana (NP_001172014.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P54707
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio