


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp13A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq11

Numero articolo: CM0015727



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ATP13A2 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva ATP13A2 umano, di topo, di ratto (~129 kDa). Adatto per la ricerca sulla malattia di Parkinson e sulla funzione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP13A2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	23400
GeneID	23400
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-210 di ATP13A2 umano (NP_071372.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ11
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio