

Anticorpo Monoclonale Anti-Atp1A2 Per Wb, Elisa - P50993

Numero articolo: CM0003051

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting l'ATP1A2 umano (sottunità alfa-2 della ATPasi di trasporto sodio/potassio). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP1A2 Rabbit mAb
Note/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Specie	Umano
GenelD (umano)	477
GenelD	477
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P50993
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio