


Anticorpo Monoclonale Anti-Atp1A4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13733

Numero articolo: CM0007234



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ATP1A4 umano (subunità alfa-4 della Na/K-ATPasi specifica dello sperma). Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla motilità spermatica, la capacitazione e la fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP1A4 Rabbit mAb
Note/Alias	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	480
GeneID	480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-530 di ATP1A4 umano (NP_653300.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13733
Peso proteico	19KDa/114KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio