


Anticorpo Policlonale Anti-Atp1A4 Per Wb E Elisa - Q13733

Numero articolo: CM0014583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATP1A4 umano (sottounità alfa-4 specifica dello spermatozoo della Na⁺/K⁺-ATPasi) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Peso molecolare del bersaglio ~114 kDa. Adatto per la ricerca sulla fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP1A4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	480
GeneID	480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-90 di ATP1A4 umano (NP_653300.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13733
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio