


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atp1B1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05026

Numero articolo: CM0005807



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ATP1B1 umano (sottounità beta-1 della ATPasi di trasporto sodio/potassio). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con Umano, Mouse, Ratto. Adatto per lo studio del trasporto ionico, dell'adesione cellulare e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP1B1 mAb Coniglio
Note/Alias	ATP1B; ATP1B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	481
GeneID	481
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 204-303 di ATP1B1 umano (P05026).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P05026
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio