


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp1B1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05026

Numero articolo: CM0025935



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATP1B1 umano (sottounità beta-1 della ATPasi sodio/potassio-trasportante), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare il trasporto ionico, l'adesione cellulare e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ATP1B1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATP1B; ATP1B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	481
GeneID	481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-303 di ATP1B1 umano (NP_001668.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05026
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio