

Anticorpo Policlonale Anti-Atp1B2 Per Ihc-P, Elisa - P14415

Numero articolo: CM0019567

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATP1B2 umano (subunità beta-2 dell'ATPasi che trasporta sodio/potassio). Validato per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP1B2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMOG; ATP1B2
Specie	Umano
GeneID (umano)	482
GeneID	482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-290 di ATP1B2 umano (NP_001669.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P14415
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante