

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp1B2 Per Wb - P14415

Numero articolo: CM0028506

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ATP1B2 (AMOG), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca IVD sulla funzione della sodio/potassio ATPasi e sui meccanismi di adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP1B2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMOG; ATP1B2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	482
ID Gene	482
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-290 di ATP1B2 umano (NP_001669.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14415
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio