

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atp1B3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54709

Numero articolo: CM0003217



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ATP1B3 di alta qualità validato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce ATP1B3 (CD298/ATPB-3) umano, murino e di ratto, con bande osservate a 22 e 32 kDa. Ideale per ricerche sul trasporto ionico e sulle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	mAb coniglio anti-ATP1B3
Note / Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	483
GeneID	483
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 180-279 di ATP1B3 umano (P54709)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54709
Peso proteico	22kDa/32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio