

Anticorpo Policlonale Anti-Atp23 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H3

Numero articolo: CM0017831

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATP23 (KUB3/XRCC6BP1) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla proteasi mitocondriale e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP23 Rabbit pAb
Note/Alias	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	91419
ID Gene	91419
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-246 di ATP23 umano (NP_150592.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6H3
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio